

# BEHÅLLARE

för flytande läkemedel



Med vår behållare säkerställer ni att ert flytande läkemedel tas hand om korrekt och att det inte hamnar i naturen eller i felaktiga händer.

- Uppsamling vid "källan", ingen risk att avfallet kommer på villovägar.
- Behållarens utformning passar upphängning på IVA-skena men står stabilt även vid bordsplacering.
- I burken finns absorptionspulver som omvandlar vätskan till en trögflytande massa.
- Läkemedel /behållaren destrueras genom förbränning.
- Tydlig anvisningar på behållarens utsida.

#### Produktinformation

Material: polypropylen

Mått: L 13,5 cm, B 9,5 cm, H 6,5 cm

Rymmer 0,45 L

#### Artikelnummer

Artikelnummer: 7040, 10 st per förpackning



För mer information, priser och beställning besök vår hemsida [www.recaremed.se](http://www.recaremed.se)

Copyright 2018 © by Recaremed AB, all rights reserved