

# Transportboxar

för diagnostiska prover



 recaremed®

Transportboxen uppfyller kraven som ställs enligt UN3373 och klarar förpackningsinstruktion P650. Boxen är godkänd av BAM, Berlin, Tyskland som också är tillverkningsland. Transportboxen levereras i standardutförandet. Till boxen finns att köpa avdelare som omöj-

liggör att proverna kommer i direktkontakt med kylmediet. Boxarna har utrymme för adressmärkning på tre sidor och kan vid behov utrustas med UN 3373 etiketter. (se tillbehör)



#### Transportbox 3

Art.nr: 805 904 08  
Yttre mått: 210 x 396 x 296 mm\*  
Inre mått: 122 x 316 x 218 mm\*  
Vikt: 3,1 kg  
Volym: 11,0 liter



#### Transportbox 4

Art.nr: 805 904 09  
Yttre mått: 315 x 396 x 296 mm\*  
Inre mått: 228 x 316 x 218 mm\*  
Vikt: 3,3 kg  
Volym: 18,5 liter



#### Transportbox 5

Art.nr: 805 904 10  
Yttre mått: 420 x 396 x 296 mm\*  
Inre mått: 328 x 316 x 218 mm\*  
Vikt: 3,9 kg  
Volym: 26,0 liter

\* höjd x längd x djup

Transportboxen kan plomberas, är stapelbar och har handtag på ovansidan. Transportboxarna kan även hakas fast i varandra och bäras med ett handtag. Transportboxar, handtag och lås kan beställas i andra färger

## TRANSPORTBOXAR – TILLBEHÖR



#### Avdelare

Art.nr: 805 900 71  
Storlek: Anpassad till respektive box  
Rengöring/desinfektion:  
Desinficerbar  
Användning: Avdelare för kylmedia



#### Plombering (engångs)

Art.nr: 801 01 225  
Storlek: 25 mm  
Rengöring/desinfektion:  
Ej relevant, engångs  
Användning:  
Plombering till transportbox



#### Etikett

Art.nr: 8330  
Storlek: 90x90 mm



#### Reservdelslås

Art.nr: 801 01 116  
Storlek: 90 mm  
Rengöring/desinfektion:  
Desinficerbar  
Användning:  
Reservdelslås till transportbox



#### Borrning för plombering

Art.nr: 809 999 07



#### Insats EPP

Transportboxen levereras med insatsen EPP. EPP insatsen är lätt att rengöra.

## TRANSPORTBOXAR – INSTRUKTION



### Låst läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den är stängd, ej plomberad.



### Öppet läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den är i öppet läge.



### Plomberat läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut i plomberat läge.



### Kopplat läge

Bilden visar hur transportboxen ser ut när den har kopplats samman med andra transportboxar. Transportboxen kan även plomberas i ihopkopplat läge.

### Rengöringsinstruktion

Transportboxen är maskindiskbar.

Kontakta gärna Recaremeds kundtjänst 010-3300510, mail [info@recaremed.se](mailto:info@recaremed.se).



För mer information, priser och beställning besök vår hemsida [www.recaremed.se](http://www.recaremed.se)

Copyright 2018 © by Recaremed AB, all rights reserved

Recaremed reserverar sig för eventuella felskrivningar

V3. 202006